

Transportstuhl – Anatome

Für einen leichteren Transport, mehr Komfort und erhöhte Sicherheit



Funktionen und Ihre Vorteile

- Durch individuelle Anpassungen an die Körperform des Patienten wird mehr Komfort während des Transports gewährleistet
- Intuitives Design sorgt für erhöhten Patientenkomfort und einfache Bedienung für Pflegekräfte
- Durch abnehmbare Rücken- und Sitzkissen lässt sich der Stuhl einfach reinigen
- Höhenverstellbare Armstützen und klappbare Kopfstütze nach hinten gewährleisten mehr Komfort und Sicherheit des Patienten
- Ausklappbare Fußstütze sorgt für eine komfortablere Sitzposition
- Mehr Flexibilität beim Anbringen von Infusionsständern und Zubehören durch mehrere Aufnahmen inkl. Haken

Transportstuhl – Anatome



Kopfstütze



Komfortsitzpolster



Tablett



Infusionsständer

Technische Daten

Modell SM647B

Höhe	1.500 mm
Sitzhöhe (hydraulisch)	495 - 715 mm
Breite (mit Armstütze)	680 mm
Tiefe (mit Fußstütze)	1.090 mm
Gewicht	58 kg
Max. Tragfähigkeit	135 kg

Material

Rahmen	Epoxidbeschichtetes verschweißtes Metall
Armstützen	Polyurethan
Stoff	Beschichtetes Baumwollmischgewebe

Rollen

Standard	4 x 125 mm Einzelaufrolle mit Zentralbremse
Optional	4 x 125 mm Doppelaufrolle mit Zentralbremse

Stoffe

siehe Übersicht „Farben beschichtetes Baumwollmischgewebe“

Zubehöre

- Kopfstütze
- Komfortsitzpolster
- Tablett
- Infusionsständer (4 Haken)

Hill-Rom ist ein weltweit führendes Medizintechnik-Unternehmen, das mehr als 10.000 Angestellte in über 100 Ländern beschäftigt. Gemeinsam mit Anbietern von Pflegedienstleistungen konzentrieren wir uns auf Betreuungslösungen für pflegebedürftige Patienten, die klinische und wirtschaftliche Ergebnisse in fünf Kerngebieten verbessern: **Förderung der Mobilität, Wundversorgung und -vorbeugung, klinische Abläufe, Sicherheit und Effizienz in der Chirurgie und Atemwegsgesundheit.** Mitarbeiter, Programme und Produktmarken von Hill-Rom verfolgen gemeinsam eine Mission: **Jeden Tag rund um die Welt optimieren wir die Ergebnisse für unsere Patienten und ihre Pflegekräfte.**

Nicht alle Produkte/Optionen sind in allen Ländern verfügbar. Weitere Information zu unseren Produkten bzw. Services erhalten Sie bei Ihrem Hill-Rom Ansprechpartner vor Ort oder auf unserer Website:

www.hill-rom.com

Der Anatome Stuhl für erwachsene Patienten ist für Allgemeinstationen, chirurgische Stationen, chirurgische Tageskliniken und die Langzeitpflege mit medizinischer Versorgung konzipiert. Er dient zum Transport des Patienten bzw. zur Umlagerung des Patienten vom Stuhl ins Bett oder umgekehrt. Klasse I

Autorisierte EU-Vertretung: Hill-Rom S.A.S. - BP 14 ZI du Talhouët - 56330 Pluvigner - France

Diese Medizinprodukte unterliegen gesetzlichen Bestimmungen und sind dementsprechend mit der CE-Kennzeichnung versehen. Hill-Rom empfiehlt, die umfassenden Begleitdokumentationen der Medizinprodukte zu deren sicherem und ordnungsgemäßem Gebrauch sorgfältig durchzulesen. Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Wartung dieser Medizinprodukte ist das Personal der Gesundheits- bzw. Pflegeeinrichtungen verantwortlich.

Hill-Rom behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Hill-Rom ist die sich auf den Kauf oder die Vermietung der Produkte beziehende ausdrückliche schriftliche Garantie.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
Dok.-Nr.: 5DE150323-03, 25. August 2017

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom