

Compella™ Bariatrisches Bett

Bariatrische Pflege verbessern.



Funktionen und Vorteile

Wahrung der **Patientenwürde** durch ein bariatrisches Bett, das aussieht wie ein Standard-Krankenhausbett

Verringerung der Belastung der Pflegekräfte durch **die elektronische Verstellung der Bettbreite sowie des Fußelementes (FlexAfoot™) mit nur einem Tastendruck**, wodurch das Bett schnell angepasst werden kann

Höhere Effizienz und einfachere Bedienung dank der **SlideGuard™** Technologie, wodurch der Patient seltener im Bett nach unten rutscht

Gewährleistung einer sicheren Patientenpflege durch die elektronische **IntelliDrive™ XL Fahrunterstützung**. Dadurch können die Pflegekräfte das Bett und den Patienten einfach bewegen

Optimierte Patientenpflege durch den **Oberkörperhochlagerungsalarm** und den optionalen **Bettausstiegsalarm in 3 Stufen**, der Pflegekräfte bei Sicherheitsproblemen alarmiert

Stabile Seitensicherung, eine **niedrige Bettposition in Verbindung mit der Möglichkeit, die Sitzfläche zu entlüften** und ergonomische Bedienelemente geben den Patienten das Vertrauen, sicher in das Bett ein- und aussteigen zu können und das selbständig und würdevoll

Dank einer **integrierten Waage** können die Pflegekräfte das Patientengewicht auch dann bequem überwachen, wenn sich der Patient im Bett befindet

Compella Bariatrisches Bett



Breitenverstellung mit nur einem Tastendruck



IntelliDrive XL



Point-of-Care™ Bedienelemente für Pflegekräfte



Bedienelement für den Patienten

Technische Daten

Sichere Arbeitslast	500 kg
Patientengewicht	113–454 kg
Höhenverstellung	47–68 cm
Transporthöhe	43 cm
Schutzklasse	IPX4
Bettenwinkel	
Kopfteil	0–50°
Knieknick	0–30°
Anti-Trendelenburg/Trendelenburg	+9°/-9°
Liegeflächenbreite	102–127 cm
Gesamtbreite	
Minimum (Breitenerweiterung eingefahren)	109 cm
Maximum (Breitenerweiterung ausgefahren)	135 cm
Liegenflächenlänge	216–234 cm
Gesamtlänge	
Minimum (Fußbereich eingefahren)	231 cm
Maximum (Fußbereich ausgefahren)	249 cm

Matratzen & Auflagen

- Schaumstoff (nicht energetisch)
- Luftbetrieben mit Drehhilfe
- Luftbetrieben mit Drehhilfe und CLRT (kontinuierlicher lateraler Rotationstherapie)

Rollen	4 x 150 mm
	Doppellaufrollen

Bedienelemente

Standard	integriert für Patienten und Pflegekräfte
Optional	Patienten- Handschalter

Zusätzliche Optionen

- Bettausstiegsalarm in 3 Stufen
- IntelliDrive XL

Hill-Rom ist ein weltweit führendes Medizintechnik-Unternehmen, das ungefähr 10.000 Angestellte auf der ganzen Welt beschäftigt. Gemeinsam mit Anbietern von Pflegedienstleistungen in über 100 Ländern konzentrieren wir uns auf Versorgungslösungen für pflegebedürftige Patienten, um klinische und wirtschaftliche Ergebnisse in fünf Kerngebieten zu verbessern: **Förderung von Mobilität, Wundversorgung und -vorbeugung, klinische Abläufe, Sicherheit und Effizienz in der Chirurgie und Atemwegsgesundheit.** Auf der ganzen Welt verfolgen Menschen, Programme und Produkte von Hill-Rom nur ein Ziel: **Optimierte Ergebnisse für Patienten und Pflegekräfte.**

Nicht alle Produkte/Optionen sind in allen Ländern verfügbar. Weitere Information zu unseren Produkten bzw. Services erhalten Sie bei Ihrem Hill-Rom Ansprechpartner vor Ort oder auf unserer Website:

www.hill-rom.com

Diese Informationen richten sich ausschließlich an medizinisches Fachpersonal. Die in dieser Broschüre gezeigten Medizinprodukte sind zur Verwendung bei Patienten in den Abteilungen von Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen vorgesehen.

Diese Medizinprodukte unterliegen gesetzlichen Bestimmungen und sind dementsprechend mit dem CE-Zeichen versehen. Hill-Rom empfiehlt, die umfassenden Begleitdokumentationen der Medizinprodukte zu deren sicherem und ordnungsgemäßem Gebrauch sorgfältig durchzulesen. Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Wartung dieser Medizinprodukte ist das Personal der Gesundheits- bzw. Pflegeeinrichtungen verantwortlich.

Hill-Rom behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Hill-Rom ist die ausdrückliche schriftliche Garantie, die sich auf den Kauf oder die Vermietung der Produkte bezieht.

©2016 Hill-Rom Services, Inc. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
Dok.- Nr.: 5DE126305-02, 18 Mai 2016

Enhancing outcomes for patients and their caregivers:

Hill-Rom