

## Schutz von Patientendaten, Datenintegrität und Zeit von Pflegekräften



### Sicherer Zugriff auf Connex® Vitalzeichenmonitore mit Imprivata®

Klinikmitarbeiter benötigen schnellen Zugriff auf die Vitalparameter von Patienten. Doch zum Schutz von **Patientendaten, Datenintegrität** und **Konformität** müssen Krankenhäuser medizinische Geräte sichern.

Deshalb bietet die Welch Allyn Connex® Familie von Vitalzeichenmonitoren sicheren Zugriff mit Imprivata.

#### Der Prozess ist einfach.

Klinikmitarbeiter öffnen eine Sitzung mit Imprivata, entweder an der Workstation mit der EPA oder an einem anderen Ort. Diese Authentifizierung wird auf das medizinische Gerät erweitert, und in einem einzigen Schritt wird Zugriff für die Erfassung der Vitalparameter von Patienten gewährt.




Scannen oder Antippen des Ausweises am Patientenbett – es sind weder Benutzername noch Passwort erforderlich. (Optionen für RFID oder Scannen des Barcodes verfügbar.)



Verarbeiten der Vitalparameter als autorisierter Klinikmitarbeiter.

## Datenpfad der Klinikmitarbeiter-ID



### Schützen, was wichtig ist.

Die Erweiterung Ihres Ausweis-Zugriffsverfahrens von Desktops auf Connex-Geräte kann Sie unterstützen:




#### Die Datenintegrität in der EPA zu verbessern

Viele Krankenhäuser erhöhen den Schutz, um sicherzustellen, dass nur autorisierte Benutzer Daten zur EPA hinzufügen können. Die Welch Allyn Imprivata Integration ermöglicht eine schnelle, sichere Authentifizierung für den Zugriff auf Patientendaten und deren Austausch. Dadurch wird sichergestellt, dass der Benutzer zur Aktualisierung der Patientenakte autorisiert ist.



#### Den Zugriff zum Gerät zu kontrollieren

Einfaches Scannen oder Antippen des Ausweises ermöglicht die schnelle Authentifizierung am Patientenbett. Dadurch wird nur autorisierten Benutzern Zugriff zum Gerät gewährt, und dies trägt zum Schutz der Patientendaten bei.



#### Die klinischen Arbeitsabläufe zu optimieren

Behalten Sie die Sicherheit eines Benutzernamens und Passwortes ohne häufige Eingaben. Nach der Anmeldung über Imprivata in Übereinstimmung mit den Richtlinien der Einrichtung können Klinikmitarbeiter ihren Ausweis einfach scannen oder antippen, um sich bei Connex-Geräten anzumelden. So können Sie ihre wertvolle Zeit der Patientenversorgung widmen.

Es geht um den Schutz der Dinge, die Ihnen wichtig sind: Datenschutz, Datenintegrität und Zeit von Pflegekräften.

Unterstützter Mitarbeiter-ID-Typ	Connex Spot Monitor	Connex Vitalzeichenmonitor
Barcode-Scanner	●	●
RFID (13,56 MHz, unverschlüsselte Karten)	●*	

#### Unterstützte Welch Allyn Host-Lösungen

Cerner VitalsLink

Welch Allyn Network Connectivity Engine 5.1X und höher

#### Bestellnummern

1001290: Single Sign-On-Option

Barcode- oder RFID-Eingabegeräte nach Bedarf

\*RFID-Unterstützung bei Connex Spot Monitor Softwareversion 1.32 und höher

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Welch Allyn Vertriebsmitarbeiter oder unter [www.welchallyn.de](http://www.welchallyn.de).

Welch Allyn GmbH  
Hofgartenstr. 16  
D-72379 Hechingen  
Tel.: +49 (0) 7471 98 41 14-0  
Fax: +49 (0) 7471 98 41 14-90  
info@welchallyn.com

[WWW.WELCHALLYN.DE](http://WWW.WELCHALLYN.DE)



**WelchAllyn®**

**Hill-Rom®**

©2018 WELCH ALLYN, INC. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. DOK.-NR.: SM4184DE REV.A MC14776, MÄRZ 2019

Der Connex Vitalzeichenmonitor und der Connex Spot Monitor sind für den Gebrauch durch Ärzte und qualifiziertes medizinisches Fachpersonal zur Überwachung der Vitalzeichen bei allen Patienten bestimmt. Medizinprodukt (93/42/EWG); Klasse IIa Benannte Stelle: DQS Medizinprodukte GmbH (CE0297) Hersteller: Welch Allyn, Inc., 4341 State Street Road, Skaneateles Falls, NY 13153 USA. EU-Vertr.: Welch Allyn Limited, Navan Business Park, Dublin Road, Navan, County Meath, Republik Irland. Diese Medizinprodukte unterliegen gesetzlichen Bestimmungen und sind dementsprechend mit dem CE-Zeichen versehen. Welch Allyn empfiehlt, die detaillierten Anweisungen zum sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch in der Begleitedokumentation der Medizinprodukte sorgfältig zu lesen. Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Wartung dieser Medizinprodukte ist das Personal der Gesundheits- bzw. Pflegeeinrichtungen verantwortlich. Welch Allyn behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen am Design, den Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Welch Allyn ist die sich auf den Verkauf seiner Produkte beziehende ausdrückliche schriftliche Garantie.