

# Welch Allyn Green Series™ 600 Behandlungsleuchte



Einmal-Schutzhülle  
erhältlich –  
Verwendung mit #52630



Müheloser  
Netzanschluss



Berührungsloses Ein-/  
Ausschalten mit Dimmung



3 LEDs

Müheloser  
Zusammenbau



**WelchAllyn**®

Advancing Frontline Care™

Green Series™ medizinische Untersuchungsleuchten



# Weißer, heller und besser für die Umwelt

Vorteile der GS 600 Behandlungsleuchte:

- Drei LEDs und breiterer Kopf, speziell konzipiert für anspruchsvolle Sichtbedingungen
- Gleichmäßiger Spot und herorragende Ausleuchtung für kleinere Eingriffe und Untersuchungen in jedem Gesundheitsumfeld
- Geringerer Energieverbrauch
- Kein Austausch von Lampen



## IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN DEN FOLGENDEN UMGEBUNGEN:

- ERSTVERSORGUNGSEINRICHTUNGEN
- AMBULANZ
- KRANKENHAUS: NOTAUFNAHME UND INTENSIVSTATION
- GYNÄKOLOGIE
- DERMATOLOGIE

## VERFÜGBARE MONTAGEOPTIONEN:



Tisch-/Wandbefestigung

Rollstativ

Lichtspezifikationen	Anzahl LEDs	3 weiße LEDs
	Farbtemperatur	5.500 K
	Lichtintensität bei Arbeitsabstand	50.000 Lux bei 30 cm (12 Zoll) 45.000 Lux bei 50 cm (20 Zoll)
	Spot-Größe bei Arbeitsabstand	18 cm bei 30 cm (12 Zoll) 15 cm bei 50 cm (20 Zoll)
Abmessungen	Reichweite Rollstativ	79 cm (30,1 Zoll)
	Reichweite Wand	79 cm (30,1 Zoll)
	Reichweite Decke	k. A.
	Höhenverstellung Leuchtkörper Decke	k. A.
	Leuchtkörper (Höhe / Breite / Tiefe)	34,5 / 19,2 / 8,6 cm (13,58 / 7,56 / 3,39 Zoll)
	Bedienelement (Höhe / Breite / Tiefe)	27,5 / 10,0 / 8,0 cm (10,83 / 3,94 / 3,15 Zoll)
	Rollstativ (Höhe / Durchmesser)	61 cm / 53 cm (24,02 Zoll / 20,87 Zoll)
	Gesamtgewicht Tisch-/Wandbefestigung	2,93 kg
	Gesamtgewicht Rollstativ	7,87 kg
Elektrik	Stromversorgung	Input: 100 - 240 V - 50 Hz - 60 Hz, 0,65 A max.
	Netzkabel	#18 AWG, 3-adriges Netzkabel, 2,5 m (8 Fuß) lang
	Bedienfunktionen	Berührungslos Ein/Aus mit Dimmung
Diverse Daten	Montageoptionen	Rollstativ, Tisch/Wand, Schiene
	Verlängerungsart	Flexarm
	Zubehöroptionen	Einmal-Schutzhülle: Art.nr. 52630 Länge: 22,86 cm (9 Zoll)
	Betriebszeit	50.000 Stunden
	Garantie	5 Jahre, beschränkt

Wenden Sie sich für eine Bestellung an die entsprechende Kundenservice-Abteilung.



[www.welchallyn.com/greenseries](http://www.welchallyn.com/greenseries)

**Welch Allyn Unternehmenszentrale**  
4341 State Street Road, P.O. Box 220  
Skaneateles Falls, NY 13153-0220, U.S.A.  
Telefon: +1.315.685.4602  
+1.800.535.6663  
Fax: +1.315.685.0054

**Europäischer Kundenservice von Welch Allyn:** +353 46 90 67790  
Australien: +61 29 638 3000  
China: +86 21 6327 9631  
Frankreich: +33 160 09 33 66  
Frankreich (Kundenservice): +33 155 69 58 49  
Deutschland: +49 6950 985 132  
Spanien: +34 912 990 376  
Japan: +81 3 3219 0071  
Indien: +91 44 4353 5724

**Lateinamerika (Standort Miami):** +1 305 669 9003  
Malaysia: +603 78753341  
Niederlande: +31 202 061 360  
Singapur: +65 6419 8100  
Schweden: +46 042 33 02 20  
Vereinigtes Königreich: +44 207 365 6780

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™

