

# Welch Allyn Green Series™ Exam Light IV



**Hochflexible Lichtröhre –**  
Doppelt so lang wie konventionelle  
Röhren

**1 LED –** Dreifache herkömmliche  
Lichtleistung; äußerste  
Genauigkeit; unverfälschte  
Wiedergabe der Gewebefarbe

**Einmal-Schutzhülle  
erhältlich –** Verwendung  
vorhandener Einmal-Schutz-  
hülle (#52640); auch zur  
Verwendung mit Exam Light  
II und III

**Müheloser  
Netzan-  
schluss**

**Berührungsloses Ein-/  
Ausschalten**

**Müheloser  
Zusammenbau**

Green Series™ medizinische Untersuchungsleuchten



**WelchAllyn®**  
Advancing Frontline Care™



# Weißer, heller und besser für die Umwelt



Vorteile der GS Exam Light IV:

- Kompakter, unauffälliger Kopf für äußerste Genauigkeit
- Weißeres, helleres Licht im Vergleich zu Halogen für die unverfälschte Wiedergabe der Gewebefarbe bei Untersuchungen
- Geringerer Energieverbrauch
- Kein Austausch von Lampen

Lichtspezifikationen	Anzahl LEDs	1 weiße LED
	Farbtemperatur	5.500 K
	Lichtintensität bei Arbeitsabstand	20.000 Lux bei 40 cm (16 Zoll)
	Spot-Größe bei Arbeitsabstand	10 - 25 cm (4 - 10 Zoll) bei 40 cm (16 Zoll)
Abmessungen	Reichweite Rollstativ	126 cm (49,61 Zoll)
	Reichweite Wand	126 cm (49,61 Zoll)
	Reichweite Decke	k. A.
	Höhenverstellung Leuchtkörper Decke	k. A.
	Leuchtkörper (Höhe / Breite / Tiefe)	Länge: 13,1 cm Durchm.: 4 cm
	Bedienelement (Höhe / Breite / Tiefe)	27,5 / 10,0 / 8,0 cm (10,83 / 3,94 / 3,15 Zoll)
	Rollstativ (Höhe / Durchmesser)	61 cm / 53 cm (24,02 Zoll / 20,87 Zoll)
	Gesamtgewicht Tisch-/Wandbefestigung	2,4 kg
	Gesamtgewicht Rollstativ	5,63 kg
	Elektrik	Stromversorgung
Netzkabel		#18 AWG, 3-adriges Netzkabel, 2,5 m (8 Fuß) lang
Bedienfunktionen		Berührungslos Ein/Aus
Diverse Daten	Montageoptionen	Rollstativ, Tisch/Wand, Schiene
	Verlängerungsart	Flexarm
	Zubehöroptionen	Einmal-Schutzhülle: Art.nr. 52640 Länge: 129,54 cm (51 Zoll)
	Betriebszeit	50.000 Stunden
	Garantie	5 Jahre, beschränkt

## IDEAL FÜR DEN EINSATZ IN DEN FOLGENDEN UMGEBUNGEN:

- GYNÄKOLOGIE
- ALLGEMEINÄRZTLICHE PRAXIS
- PLASTISCHE CHIRURGIE
- DERMATOLOGIE
- NOTAUFNAHME
- AMBULANTE BEHANDLUNG
- ENTBINDUNGSEINRICHTUNGEN
- BEHANDLUNGSZENTREN

## VERFÜGBARE MONTAGEOPTIONEN:



Tischbefestigung



Wandbefestigung



Rollstativ

Wenden Sie sich für eine Bestellung an die entsprechende Kundenservice-Abteilung.



[www.welchallyn.com/greenseries](http://www.welchallyn.com/greenseries)

**Welch Allyn Unternehmenszentrale**  
4341 State Street Road, P.O. Box 220  
Skaneateles Falls, NY 13153-0220, U.S.A.  
Telefon: +1.315.685.4602  
+1.800.535.6663  
Fax: +1.315.685.0054

**Europäischer Kundenservice von Welch Allyn:** +353 46 90 67790  
Australien: +61 29 638 3000  
China: +86 21 6327 9631  
Frankreich: +33 160 09 33 66  
Frankreich (Kundenservice): +33 155 69 58 49  
Deutschland: +49 6950 985 132  
Spanien: +34 912 990 376  
Japan: +81 3 3219 0071  
Indien: +91 44 4353 5724

**Lateinamerika (Standort Miami):** +1 305 669 9003  
Malaysia: +603 78753341  
Niederlande: +31 202 061 360  
Singapur: +65 6419 8100  
Schweden: +46 042 33 02 20  
Vereinigtes Königreich: +44 207 365 6780

**WelchAllyn**

Advancing Frontline Care™

