



Welch Allyn KleenSpec® Einmal-Vaginalspekula und kabelloses Beleuchtungssystem



Ein brillanter Fortschritt auf dem Gebiet der
Gesundheitstechnologie für Frauen



WelchAllyn®

Welch Allyn KleenSpec® Einmal-Vaginalspekula
und kabelloses Beleuchtungssystem –

jetzt in jeder Größe

für jeden Frauentyp.



KleenSpec® Einmal-Vaginalspekula der 590er-Serie

Höherer Komfort

- Das extrakleine Spekulum erlaubt eine sichere und einfache Untersuchung bei jungfräulichen Patientinnen und kleinen Mädchen sowie bei postmenopausalen Frauen und Patientinnen nach einer Hysterektomie. Unnötige Überweisungen oder unangenehme Untersuchungen mit Metallspekula oder Spekula der falschen Größe gehören somit der Vergangenheit an.
- Glattes, geformtes Acryl verhindert Quetschen oder Reibung von Gewebe für größeren Komfort

Weniger Kreuzkontaminationen

- Einmal-Vaginalspekula helfen bei der Vermeidung von Kreuzkontaminationen und verbessern somit die Sicherheit, während Zeit und Kosten für die Aufbereitung von Metallspekula wegfallen

Höhere Mitarbeiterproduktivität

- Verfügt über einen breiteren Griff für bessere Manövrierbarkeit und Balance während der Untersuchung
- Exzellente Griffbarkeit und ein flexiblerer Bügel als bei preiswerteren Ersatzprodukten



59004
groß

59001
medium

59000
klein

590XS
extraklein

Achten Sie auf die unverwechselbaren blauen, grünen, weißen und gelben Griffe von Welch Allyn

Das kabellose Beleuchtungssystem von Welch Allyn verwenden wir in Verbindung mit den Einmal-Vaginalspekula seit 2008 für alle unsere Patientinnen und könnten nicht zufriedener sein. Das Licht ist heller als alles, was ich bisher gesehen habe, und das Gewebe wird farbgetreu dargestellt. Wenn ich mal vergesse den Lichtgriff aufzuladen, kann ich einfach einen aus einem anderen Zimmer oder einen Ersatzlichtgriff verwenden. Der Lichtgriff ist klein, einfach und rasch anzuwenden, wodurch er wirklich effizient ist. Ich würde dieses System jedem Arzt empfehlen, der die Qualität seiner medizinischen Versorgung verbessern möchte.

Shelley Kolton, Ärztin / Downtown Women OB/Gyn Associates / New York City, USA



KleenSpec kabelloses Beleuchtungssystem

- LED- statt Halogentechnologie sorgt für ein weißeres, helleres Licht und farbechte Gewebedarstellung während der Untersuchung
- Kein Leuchtmittlersatz für geringere Gesamtbetriebskosten
- Das kabellose Design – ohne hinderliche, zerbrechliche und zu reinigende Kabel – beschleunigt die Untersuchung und bietet optimale Bewegungsfreiheit
- Ein-/Aus-Druckknopf; das Beleuchtungssystem passt problemlos in Spekula aller Größen der 590er-Serie
- Neuartig entworfener Hohllichtleiter ermöglicht einen gleichförmigen Lichtpunkt und verhindert zurückgeworfenes Licht, sodass das Licht vollständig nach vorne gerichtet ist
- Gleichförmiger Lichtpunkt für bessere Visualisierung im Untersuchungsbereich
- Produziert erheblich weniger Hitze als herkömmliche Leuchten und erlaubt eine kontinuierliche Betriebszeit von 80 Minuten
- Ein Lithium-Ionen-Akku ermöglicht eine Aufladezeit von fünf Stunden

KleenSpec Vaginalsepekula – Premium 590er-Serie

- 590XS** KleenSpec Einmal-Vaginalsepekula der Premium 590er-Serie, **extraklein (24/Schachtel; 4 Schachteln/Karton)**
- 59000** KleenSpec Einmal-Vaginalsepekula der Premium 590er-Serie, **klein (24/Schachtel; 4 Schachteln/Karton)**
- 59001** KleenSpec Einmal-Vaginalsepekula der Premium 590er-Serie, **medium (24/Schachtel; 4 Schachteln/Karton)**
- 59004** KleenSpec Einmal-Vaginalsepekula der Premium 590er-Serie, **groß (18/Schachtel; 4 Schachteln/Karton)**

KleenSpec Vaginalsepekula – Premium 590er-Serie mit Ansauganschluss

- 59005** KleenSpec Einmal-Vaginalsepekula mit Ansauganschluss der Premium 590er-Serie, **klein (12/Schachtel; 4 Schachteln/Karton)**
- 59006** KleenSpec Einmal-Vaginalsepekula mit Ansauganschluss der Premium 590er-Serie, **medium (12/Schachtel; 4 Schachteln/Karton)**

KleenSpec kabelloses Beleuchtungssystem

- 80015** Komplettes KleenSpec kabelloses Beleuchtungssystem mit Ladestation, EU- und UK-Steckern (entspricht IEC 60601-1)
- 80000** KleenSpec kabelloses Beleuchtungssystem
- 74015** Ladestation für kabelloses Beleuchtungssystem, EU- und UK-Stecker
- 59010** Einmal-Schutzhüllen für kabelloses Beleuchtungssystem **(100/Schachtel; 5 Schachteln/Karton)**

KleenSpec Vaginalsepekula – Premium 590er-Serie mit Schutzhülle

- 58000S** KleenSpec Einmal-Vaginalsepekula mit Schutzhülle der Premium 580er-Serie, **klein (18/Schachtel; 4 Schachteln/Karton)**
- 58001S** KleenSpec Einmal-Vaginalsepekula mit Schutzhülle der Premium 580er-Serie, **medium (18/Schachtel; 4 Schachteln/Karton)**
- 58004S** KleenSpec Einmal-Vaginalsepekula der mit Schutzhülle der Premium 580er-Serie, **groß (12/Schachtel; 4 Schachteln/Karton)**

Wenden Sie sich heute an Ihren Welch Allyn Vertriebsmitarbeiter oder besuchen Sie www.welchallyn.de, um weitere Informationen zu erhalten

Welch Allyn GmbH
 Hofgartenstr. 16
 D-72379 Hechingen
 Tel.: +49 (0) 7471 98 41 14-0
 Fax: +49 (0) 7471 98 41 14-90
 info-WA@hillrom.com

WWW.WELCHALLYN.DE



WelchAllyn®

Hill-Rom®