



ACCELLA™ SMART BETT

Speziell für Patienten und Pflegekräfte entwickelt, um die Herausforderungen in der Intermediate Care und Intensivstation zu meistern. Unterstützt Sie im Streben nach mehr Patientensicherheit sowie besseren Behandlungsergebnissen und hilft bei der Optimierung der Arbeitsabläufe.

Verbesserte Patientensicherheit

- Betausstiegsalarm in 3 Stufen*
- Intelligentes Nachtlicht
- Anzeige, dass sich das Bett in niedrigster Position befindet
- Akustischer Bremsalarm
- Geeignet für Dampfreinigung

Bessere Behandlungsergebnisse

- Patientenbewegungsmanagement mit SlideGuard™ Technologie
- Intelligente AutoContour™
- Druckumverteilung
- Accella Therapy™ integrierte Matratze mit Advanced Microclimate® Technologie*
- One-Touch Easy Chair™ - Sitzfunktion

Optimierte Arbeitsabläufe

- Integrierte Waage mit Simple-Weigh Funktion
- Grafisches Bedienelement für Pflegekräfte (GCI)
- Auto-CPR/Hebel
- Alarm für den OKH-Winkel (Oberkörperhochlagerung)
- Ausstiegsposition mit einem Tastendruck
- Kabelloses Smart-Konnektivitätsmodul

* Optionale Accella™ Smart Bett Funktionen und Produktmerkmale.



Hillrom™

Das vielseitige und innovative Accella™ Smart Bett bietet flexible Lösungen für unterschiedliche Umgebungen der mittleren bis hohen Akutversorgung sowie ein zukunftsfähiges Design für weitere Entwicklungen.



TECHNISCHE DATEN

Sichere Arbeitslast	250 kg	
Gewicht des Bettes	170 kg	
Höhenverstellung	38,6 cm bis 80,8 cm	
Matratzenausgleich mit SlideGuard™ Technologie	bis zu 12 cm	
Schutzklasse	IPX4	
Bettenwinkel	Kopfteil	0 bis 65°
	Oberschenkelteil	0 bis 28°
	Unterschenkelteil	-22° bis -3°
	Trendelenburg-Lagerung/ Anti-Trendelenburg-Lagerung	-17 bis +17°
Liegefläche	Breite	90 cm
	Länge	200 cm
Höhe Seitensicherung	39,3 cm	

Zu den optionalen Funktionen und Produkteigenschaften des Accella™ Smart Bett gehören:

- Bettausstiegsalarm in 3 Stufen
- Accella Therapy™ integrierte Therapiematratze
- Integrierter Einschub Röntgenkassette
- Bettzeugablage der Bettverlängerung
- Patienten-Handbedienung
- Optionen Doppelaufrollen – (125 mm/150 mm)
- 5. Rolle
- Brems-/Lenkpedal an Kopf- und Fußteil
- Schwesternruf

Weitere Information zu unseren Produkten und Services erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Hillrom-Ansprechpartner oder auf unserer Website.

hillrom.de

Hill-Rom behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung Änderungen an Design, Spezifikationen und Modellen vorzunehmen. Die einzige Garantie von Hill-Rom ist die sich auf den Kauf oder die Vermietung der Produkte beziehende ausdrückliche schriftliche Garantie.

Das Hillrom 900 Accella Bett ist zur Verwendung in der Intensiv-, Akut- und ambulanten Versorgung für Patienten mit einem Gewicht von ≥ 40 kg, einer Größe von ≥ 146 cm und einem BMI von ≥ 17 vorgesehen. Medizinprodukt (93/42/EWG): Klasse I, Wiegesystem (2014/31/EWG): Klasse III, Hersteller: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 ZI du Talhouët, 56330 Pluvigner, Frankreich

Dieses Medizinprodukt unterliegt gesetzlichen Bestimmungen und ist dementsprechend mit dem CE-Zeichen versehen. Hill-Rom empfiehlt, die umfassenden Begleitdokumentationen der Medizinprodukte zu deren sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch sorgfältig durchzulesen. Für den ordnungsgemäßen Gebrauch und die Wartung dieser Medizinprodukte ist das Personal der Gesundheits- bzw. Pflegeeinrichtungen verantwortlich.